

产品说明书 Instructions for Use



CelliMax® MetaCHO™培养基 CelliMax® MetaCHO™ Medium

Cat. No.: CPDP050 (Powder)

Issued on August 1, 2024

产品简介:

Introduction

- 适用于 CHO 细胞的培养
For CHO cell culture
- 化学成分确定
CD (Chemically Defined)
- 无动物源性成分
ADCF (Animal Derived Component Free)
- 不含血清
Serum free
- 不含酚红
Without Phenol Red
- 不含次黄嘌呤和胸苷
Without Hypoxanthine and Thymidine
- 不含 L-谷氨酰胺
Without L-Glutamine
- 不含水解物和重组蛋白
Without Hydrolysates and Recombinant Protein
- 含有 5.6g/L 葡萄糖
With 5.6g/L Glucose

存储条件:

Storage

1. 干粉培养基密封保存在 2~8°C 的避光条件下。
Powder medium should be sealed at 2 to 8°C, away from light.
2. 配制成的液体培养基密封保存在 2~8°C 的避光条件下。
Liquid medium formulated from powder should be sealed dry at 2 to 8°C, away from light.

有效期*:

Shelf Life*

1. 干粉培养基未开封情况下有效期 2 年, 开封后请尽快使用。详细信息请见标签。
Powder medium is valid for 2 years without opening. Please use as soon as possible after opening. Please refer to the label for details.
**上述有效期的制定, 均基于赛普生物的通用检测方法。客户可针对不同的使用用途或项目, 进行单独的有效期研究。
The shelf life is based on the general testing method of CelluPro. It is suggested to study on validity for different uses or projects.

配制前建议:

Preparation Recommendations

- ◆ 洁净的配液容器。
Clean vessel.
- ◆ 高纯度水, 如注射用水。
High purity water (HPW) such as water for injection (WFI).
- ◆ 搅拌效率充足的配液系统。
Liquid mixing system with sufficient mixing efficiency.
- ◆ 校准的 pH 计 (建议校准点: 4.01、7.00、9.21)。
Calibrated pH meter (Recommended calibration points: 4.01, 7.00, 9.21).
- ◆ 校准的渗透压计 (建议校准点: 0mOsmol/kg、300mOsmol/kg、700mOsmol/kg)。
Calibrated osmometer (Recommended calibration points: 0, 300, and 700mOsmol/kg).
- ◆ 校准的浊度计 (建议校准点: 0.02 NTU、20.0NTU、100NTU、800NTU)。

烟台赛普生物技术有限公司
CelluPro, Ltd.
中国 (山东) 自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 60 号
60 Beijing Middle Road, Economic & Technological Development Area, Yantai
Municipality, Shandong Province, China

电话 / Phone: +86 535 3573398
电子邮箱 / E-mail: support@cellupro.cn
www.cellupro.cn

Calibrated turbidimeter (Recommended calibration points: 0.02 NTU, 20.0NTU, 100NTU, 800NTU).

- ◆ 储液系统。
Liquid storage system.
- ◆ 除菌过滤系统。
Sterile filtration system.
- ◆ 为防止误差,不建议进行3升以下的小规模配制。
Small-scale preparation less than 3 liters is not recommended to prevent errors.
- ◆ 为确保产品质量,所有与培养基接触的器具或耗材,需保证无支原体和细菌内毒素污染。
All utensils or consumables in contact with the medium shall be mycoplasma and bacterial endotoxin contamination risk free for product quality.
- ◆ 与过滤后的液体培养基接触的过滤系统和储液系统需无菌。
Filtration system and liquid storage system in contact with the filtered liquid medium should be kept sterile.
- ◆ 建议增加 0.8 μ m 或 0.45 μ m 的预过滤,以加快过滤速度并提高过滤载量。
Pre filtration at 0.8 μ m or 0.45 μ m is recommended to improve filtration speed and filtration load.
- ◆ 搅拌溶解时间与配制规模和搅拌效率相关,本文中所有提及的搅拌时间仅为小规模配制时的参考值。若配制规模大或搅拌系统效率低,则需适当延长各搅拌步骤的时间,以确保可以达到充分的混合及溶解效果。
Dissolution time varies with preparation scales and mixing efficiency. All the stirring time herein is a reference for small-scale preparation. For larger preparation scale or lower mixing efficiency, each mixing time needs to extend appropriately to ensure sufficient mixing and dissolution effect.
- ◆ 过长的配制时间会带来更高的微生物负荷及细菌内毒素污染的风险,因此配制总时长不建议超过12小时。
Total preparation time is recommended not to exceed 12 hours, for long preparation time will pose higher risk of bioburden and endotoxin contamination.

配制方法:

Preparation Method

1. 在洁净容器中加入终体积 **80~85%** 的高纯度水,水温 **20 至 30℃***。
Fill a clean mixing vessel to **80 to 85%** of the final volume with HPW at ambient temperature (**20 to 30℃**)*.
**配制温度仅为参考值,过低的温度会影响溶解效率,过高的温度会加大微生物污染的风险,超过 37℃ 会影响产品质量。*
**The preparation temperature is for reference only. Low temperature will reduce dissolution efficiency, high temperature will increase the risk of microbial contamination, and over 37℃ will damage the quality.*
2. 开始搅拌。搅拌速度调整为可使粉末快速地完全浸没在溶液中,但**不会产生大量气泡**。
Start stirring. Mix at a suitable speed until completely dissolved **without many bubbles generated**.
3. **缓慢**加入培养基干粉 **21.55g/L***,避免大块干粉直接加入水中,搅拌**不少于 30 分钟**至完全溶解,此时溶液**仍有浑浊**为正常现象。
While stirring, **slowly** add **21.55g/L*** powder medium to the vessel, avoiding formation of clumps. Mix **at least 30 minutes** until dissolved. The solution will **remain cloudy** in this step.
**本文中涉及的所有物料重量,应尽可能保证最小的误差。若误差无法避免,应结合实际情况进行研究。*
**The weight error should be kept in minimum for all materials involved herein. If the error is unavoidable, it should be studied based on the actual situation.*
4. **缓慢**加入 6mol/L 氢氧化钠溶液*,调整培养基溶液 pH 至 **6.00~6.30**,溶液变**澄清透明**,继续搅拌 **15~30 分钟**。
Slowly add 6mol/L NaOH solution*, adjust the pH to **6.00 to 6.30** until the solution is clear, and stir for **15 to 30 minutes**.
**可按照比例折算使用其他浓度的氢氧化钠溶液,但不建议使用氢氧化钠粉末,因为局部过高的 pH 可能会产生损伤。*
**Other concentrations of NaOH solution can be converted in proportion. NaOH powder is not recommended in case local high pH causes damage.*
5. **缓慢**加入 **2.00g/L** 碳酸氢钠粉末,继续搅拌 **15~30 分钟**。
Slowly add **2.00g/L** sodium bicarbonate powder and stir for **15 to 30 minutes**.
6. 搅拌时间结束后,检测培养基溶液 pH。**缓慢**加入

- 6mol/L 氢氧化钠溶液，调整培养基溶液 pH 至 7.00~7.30*。
- After stirring, test the pH and slowly add 6mol/L NaOH solution to adjust the pH to 7.00 to 7.30*.
- *pH 调整时应注意控制氢氧化钠溶液的使用量，避免过度调整导致培养基最终渗透压超出标准范围。
- *The addition amount of NaOH solution shall be controlled to adjust the pH, avoiding out-of-specification osmolality caused by excessive adjustment.
- 使用高纯度水定容至终体积 ($\rho=1.008\text{kg/L}$ ，仅供参考)，继续搅拌 10~30 分钟。
Add HPW to the final volume ($\rho=1.008\text{kg/L}$, for reference only) and mix for 10 to 30 minutes.
 - 此时检测渗透压应为 270~330mOsmol/kg，浊度应 <3.0NTU。
At this time, expected osmolality is 270 to 330mOsmol/kg, and expected turbidity is <3.0NTU.
 - 使用除菌滤器 ($\leq 0.22\mu\text{m}$) 过滤除菌*。
Sterilize with sterile filter ($\leq 0.22\mu\text{m}$)*.
*建议使用低结合类型滤膜，如聚偏二氟乙烯 PVDF、聚醚砜 PES 或醋酸纤维素 CA。
*It is recommended to use a low-binding filter membrane type, such as PVDF, PES or CA.
 - 立即使用，或密封后在 2 至 8°C 条件下避光保存。
Use the prepared medium immediately or seal and store at 2 to 8°C away from light.

注意事项:

Precautions

CelliMax® MetaCHO™ 为无蛋白成分的 CD 基础培养基，如原培养基中含有蛋白成分（如胰岛素，IGF 等），更换至 CelliMax® MetaCHO™ 培养基时，可考虑添加相应物质以缩短细胞适应时间。

CelliMax® MetaCHO™ Medium is a protein-free CD basal medium. If the original medium with protein components (e.g. insulin and IGF) is replaced with CelliMax® MetaCHO™ Medium, corresponding substances can be added to shorten the cell adaptation time.

质量标准*:

Quality Standards*

检测项目	标准
Test Item	Specification
外观	淡粉色或淡黄色粉末，含有少量可见微粒
Appearance	Light pink or light yellow powder with few visible particles
水分	<5.0%
Moisture	
渗透压	270-330mOsmol/kg
Osmolality	
细菌内毒素	<10EU/ml
Endotoxin	
微生物限度	需氧菌总数 <1000CFU/g
Bioburden	Aerobe <1000CFU/g
	霉菌及酵母菌总数 <100CFU/g
	Mold & Yeast <100CFU/g

*实际情况以 CoA 为准

*Refer to CoA for actual results.

订购信息*:

Ordering Information*

产品	订单参考号	形式
Product	Order Reference No.	Format
CelliMax®	CPDP050-10L	干粉
MetaCHO™ 培养基		
CelliMax®	CPDP050-100L	Powder
MetaCHO™ Medium		

* 有关其他信息，请访问 www.cellupro.cn 或详询 sales@cellupro.cn

*Please visit www.cellupro.cn for more information or contact sales@cellupro.cn.

*除工艺变更外，其他变更将不另行通知

*Except for process changes, other changes will not be notified.

©2024 CelluPro, Ltd. All rights reserved including data, graphics and images. CelliMax, CelluPro and Helix logo are registered trademarks of CelluPro, Ltd.